



**405nm(青紫)+375nm(近紫外線)**

一般医療機器：歯面漂白用加熱装置(3180609)  
医療機器届出番号：27B2X00064000021  
全重量：1.35kg  
メーカー希望価格 230,000円(税別)

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。価格は2018年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。

**波 長**



従来型から波長域を見直し、照射効率をアップしました。

**収納性**



使わない際は、コンパクトに  
折りたんで収納できます。  
重量：1.3kg

**充 電**



ヘッド部にバッテリーを内蔵。専用充電ケーブルで  
充電すれば施術中はコードレスで使用可能。

**操作性**



照射時間の設定、照射まで  
簡単に行えます。

**関連製品**



フッ素が入ってません。  
ホワイトニング前の清掃  
及びメンテナンスに最適  
です。

メーカー希望価格 10本入り  
10,000円(税別)



ホワイトニングやブラッシングの際  
に使用すると便利なLED付きミラー  
です。

メーカー希望価格 等倍 7,800円  
3倍 8,800円

ご用命は