



## D-LUX 2000

ディラックス 2000

ロングセラーのハイパーハロゲン照射器

**DENTRADE**  
DENTAL SUPPLY&TRADE



#### 4つのモードで広範囲の診療が可能に

超強力5秒モード、超強力10秒モード、ランプモード（光量漸増5秒間→超強力5秒）、コンベンショナルモード（従来型強度モード、20分連続可）の4つのモードにより、広範囲の診療が可能になります。切り替えもボタンで簡単に行えます。また、プラズマに迫るハイスピード5秒で通常のレジンが硬化可能です。



#### ハイパワー

標準装備のターボライトガイドをご使用いただくと、大光量：約1,300mw/cm<sup>2</sup>が可能になります。これは、φ11mm標準ライトガイド（標準装備）に比べ40%光量がアップします。



#### 技工用アタッチメント（別売）

オプションの技工用アタッチメントをご使用いただくと、D-LUX 2000が技工用重合ボックスになります。コンベンショナルモードでお使いください。

#### 豊富なオプション

- ・技工用アタッチメント（上下セット） 10,450円
- ・交換用ハロゲン球 4,400円
- ・交換用ターボライトガイド 16,500円
- ・交換用φ11mmライトガイド 8,800円
- ・壁掛けキット 3,850円

ぜひ合わせてご利用ください。

## D-LUX 2000

ディラックス 2000

販売名：D-LUX 2000（ディラックス 2000）  
 一般的名称：歯科重合用光照射器（35775000）  
 医療機器製造販売届書品目番号：B2X00064000002  
 寸法：135×185×215H（mm/ハンドピース含む）  
 重量：本体1.9kg ハンドピース：200g  
 電源：AC100V（50・60Hz）/130W  
 光源：12V/75Wハロゲン球  
 波長域・光量：400-500nm,1380w/cm<sup>2</sup>  
 標準価格：140,800円（税込）



www.dentrade.co.jp

#### 有限会社デントレード

〒567-0041  
 大阪府茨木市下穂積4丁目13-107  
 TEL：0120(7)86086  
 FAX：0120(1)86086  
 EMAIL：info@dentrade.co.jp